





STANDARDOWE KABLE MONITORUJĄCE ZAPIS EKG z 3 ODPROWADZENIAMI

	NR KATALOGOWY PHILIPS	OPIS
	<u>M1669A</u>	Kabel zbiorczy 3-odprowadzeniowy (IEC) Długość: 2,7m Gniazdo: 12 PIN
	<u>M1672A</u> <u>M1674A</u>	3-odprowadzeniowy, OIT, zacisk (IEC) Długość: 1m 3-odprowadzeniowy, OIT, zatrzask Długość: 1m
	<u>M1626A</u>	3-odprowadzeniowy, zacisk mini Długość: 70cm *(nie do użytku z defibrylatorami)
	<u>M1678A</u>	3-odprowadzeniowy, SO, zacisk (IEC) Długość: 1m
Kable pakowane po 1 sztuce.		

ECG Cables

**M1532A, M1533A, M1537A, M1538A, M1557A, M1558A, M1602A,
M1604A, M1622A, M1624A, M1626A, M1644A, M1645A, M1647A,
M1648A, M1663A, M1665A, M1667A, M1668A, M1669A, M1671A,
M1672A, M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1680A, M1681A,
M1682A, M1683A, M1684A, M1685A, M1949A, M1968A, M1971A,
M1973A, M1974A, M1976A, M1978A, M1979A, M1984A**



M1949-9001G

4512 610 28131

PHILIPS

Sterylizacja

Kable i akcesoria EKG można poddawać sterylizacji wyłącznie za pomocą tlenu etylenu (EtO) po ich uprzednim oczyszczeniu i odkażeniu. Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności dotyczących napowietrzania po ekspozycji na EtO.

UWAGA

Wytyczne szpitalne: W celu uniknięcia uszkodzenia produktu, związanego z jego długim stosowaniem, poddawaj go sterylizacji zgodnie z zasadami przyjętymi w szpitalu.

Autoklawowanie: Nigdy nie sterylizuj kabli w autoklawie.

Utylizacja

W celu uniknięcia zakażenia personelu lub skażenia środowiska oraz innych elementów wyposażenia, przed utylizacją kabli upewnij się, że zostały właściwie zdezynfekowane i poddane dekontaminacji zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi urządzeń zawierających podzespoły elektryczne i elektroniczne.

Opis produktu

Zestawy odprowadzeń są ekranowane chyba, że zaznaczono inaczej. W przypadku stosowania 10 odprowadzeń należy wybrać po jednym zestawie „przedsercowym” i „kończynowym” na kategorię. Skróty „AAMI” i „IEC” odnoszą się do oznakowania barwnego. Kable zbiorcze i zestawy odprowadzeń oznaczone asteryskiem (*) są również przeznaczone do użytku z monitorami/defibrylatorami HeartStart MRx (M3535A/M3536A) i HeartStart XL (M4735A).

Kable zbiorcze

Kable zbiorcze pasują zarówno do zestawów odprowadzeń AAMI, jak i IEC.

Opis	Model	Nr katalogowy
Kabel zbiorczy EKG dla 3 odprowadzeń, długość 2,7 m*	M1669A	9898 031 45071
Kabel zbiorczy EKG dla 5 odprowadzeń, długość 2,7 m*	M1668A	9898 031 45061
Kabel zbiorczy EKG dla 6 odprowadzeń, długość 2,7 m	M1667A	9898 031 45051
Kabel zbiorczy EKG dla 10 (6+4) odprowadzeń, długość 2,7 m	M1665A	9898 031 45041
Kabel zbiorczy EKG dla 10 (5+5) odprowadzeń, długość 2,0 m*	M1663A	9898 031 44791
Kabel zbiorczy EKG dla 10 (5+5) odprowadzeń, długość 2,7 m*	M1949A	9898 031 25831

AAMI – zestawy odprowadzeń dla 3 elektrod

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem*	1,0 m	M1671A	9898 031 45091
ICU z zatrzaskiem*	1,0 m	M1673A	9898 031 45111
OR z zaciskiem*	1,0 m	M1675A	9898 031 45131
Z zaciskiem mini, nieekranowane	0,45 m	M1622A	9898 031 44931
	0,7 m	M1624A	9898 031 44941

AAMI – zestawy odprowadzeń dla 4 elektrod

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem	1,0 m	M1532A	9898 031 44841
ICU z zatrzaskiem	1,0 m	M1537A	9898 031 44861
OR z zaciskiem	1,0 m	M1557A	9898 031 44881

AAMI – zestawy odprowadzeń dla 5 elektrod

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem*	1,0/1,6 m	M1968A	9898 031 25841
ICU z zatrzaskiem*	1,0/1,6 m	M1644A	9898 031 44991
OR z zaciskiem*	1,0/1,6 m	M1973A	9898 031 25861
Z zaciskiem mini, nieekranowane	0,7/1,3 m	M1647A	9898 031 45011

AAMI – zestawy odprowadzeń dla 6 elektrod

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem	1,0/1,6 m	M1680A	9898 031 45161
ICU z zatrzaskiem	1,0/1,6 m	M1682A	9898 031 45181
OR z zaciskiem	1,0/1,6 m	M1684A	9898 031 45201

AAMI – zestawy odprowadzeń dla 10 elektrod (5+5)

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem, przedsercowe*	1,0 m	M1976A	9898 031 25881
ICU z zatrzaskiem, przedsercowe*	1,0 m	M1602A	9898 031 44911
OR z zaciskiem, przedsercowe*	1,0 m	M1979A	9898 031 25901
Odprowadzenia końcowe: patrz AAMI – zestawy odprowadzeń dla 5 elektrod			

AAMI – zestawy odprowadzeń dla 10 elektrod (6+4)

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem, przedsercowe	1,0 m	M1532A	9898 031 44841
ICU z zatrzaskiem, przedsercowe	1,0 m	M1537A	9898 031 44861
OR z zaciskiem, przedsercowe	1,0 m	M1557A	9898 031 44881
Odprowadzenia końcowe: patrz AAMI – zestawy odprowadzeń dla 6 elektrod			

IEC – zestawy odprowadzeń dla 3 elektrod

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem*	1,0 m	M1672A	9898 031 45101
ICU z zatraskiem*	1,0 m	M1674A	9898 031 45121
OR z zaciskiem*	1,0 m	M1678A	9898 031 45141
Z zaciskiem mini, nieekranowane	0,7 m	M1626A	9898 031 44951

IEC – zestawy odprowadzeń dla 4 elektrod – IEC

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem	1,0 m	M1533A	9898 031 44851
ICU z zatraskiem	1,0 m	M1538A	9898 031 44871
OR z zaciskiem	1,0 m	M1558A	9898 031 44891

IEC – zestawy odprowadzeń dla 5 elektrod

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem*	1,0/1,6 m	M1971A	9898 031 25851
ICU z zatraskiem*	1,0/1,6 m	M1645A	9898 031 45001
OR z zaciskiem*	1,0/1,6 m	M1974A	9898 031 25871
Z zaciskiem mini, nieekranowane	0,7/1,3 m	M1648A	9898 031 45021

IEC – zestawy odprowadzeń dla 6 elektrod

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem	1,0/1,6 m	M1681A	9898 031 45171
ICU z zatraskiem	1,0/1,6 m	M1683A	9898 031 45191
OR z zaciskiem	1,0/1,6 m	M1685A	9898 031 45211

IEC – zestawy odprowadzeń dla 10 elektrod (5+5)

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem, przedsercowe*	1,0 m	M1978A	9898 031 25891
ICU z zatraskiem, przedsercowe*	1,0 m	M1604A	9898 031 44921
OR z zaciskiem, przedsercowe*	1,0 m	M1984A	9898 031 25911
Odprowadzenia końcowe: patrz IEC – zestawy odprowadzeń dla 5 elektrod			

IEC – zestawy odprowadzeń dla 10 elektrod (6+4)

Opis	Długość	Model	Nr katalogowy
ICU z zaciskiem, przedsercowe	1,0 m	M1533A	9898 031 44851
ICU z zatraskiem, przedsercowe	1,0 m	M1538A	9898 031 44871
OR z zaciskiem, przedsercowe	1,0 m	M1558A	9898 031 44891
Odprowadzenia końcowe: patrz IEC – zestawy odprowadzeń dla 6 elektrod			

Akcesoria dla kabli

Akcesoria dla kabli EKG pasują zarówno do zestawów odprowadzeń AAMI, jak i IEC.

Opis		Model	Nr katalogowy
Organizator zestawów dla zestawów odprowadzeń ekranowanych	3 elektrody	M1503A	9898 031 03841
	4 elektrody	M1664A	9898 031 50501
	5 elektrod	M1504A	9898 031 03851
	6 elektrod	M1679A	9898 031 50511
Organizator zestawów dla zestawów odprowadzeń nieekranowanych	3 elektrody	M1636A	9898 031 44971
	5 elektrod	M1638A	9898 031 44981
Zacisk do pościeli		M1509A	9898 031 03861