



Numer przedmiotu 1000010124



Excellent

Maska chirurgiczna z trokami, typ IIR, ABENA Excellent, 3 layers, niebieski, jednorazowego użytku

- ✓ Typ IIR zgodnie z normą EN 14683:2019+AC:2019
- ✓ Z trokami
- ✓ Miętkość i wygoda
- ✓ Odporna na przemakanie przy ciśnieniu 120 mmHg
- ✓ Niski opór oddechowy
- ✓ Wysoka skuteczność filtracji bakteryjnej 99%



Opis produktu

Maska chirurgiczna z blaszką pozwalającą dopasować ją do kształtu twarzy oraz mocnymi trokami. Maska ma niski opór oddechowy i wysoką skuteczność filtracji bakteryjnej 99%. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w salach operacyjnych oraz w innych sytuacjach o podobnych wymaganiach higienicznych w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych. Środowisko pracy jest chronione przed przenoszeniem się zakażeń, a użytkownik zyskuje ochronę przed rozpryskami lub rozbryzgami cieczy pod ciśnieniem 120 mmHg.



Specyfikacja

Nazwa bazowa	Maska chirurgiczna z trokami, typ IIR
Marka	ABENA
Submarka	Excellent
Kolor	Niebieski
Funkcje	Produkt zgrzewany ultradźwiękowo, niesterylny
Pojedyncze lub wielokrotne użycie	Jednorazowego użytku
Materiał	PE, metal, polipropylen
Długość/głębokość	17.5 cm
Szerokość	9.5 cm
Liczba warstw	3 layers
Certyfikaty	CE. MD. UKCA.
Klasa CE	Class I
Standardy produktu lub testu	EN 14683:2019+AC:2019
Dyrektywy, rozporządzenia i ustawy	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Instrukcje dotyczące przechowywania	Przechować w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Instrukcje dotyczące utylizacji produktu	Można utylizować razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi po posegregowaniu zgodnie z lokalnymi przepisami. W przypadku podejrzenia zanieczyszczenia zawartości opakowania produkt należy wyrzucić jako odpad medyczny.
Instrukcje dotyczące utylizacji opakowań	Opady można poddawać recyklingowi lub spalać.

Instrukcje dotyczące użycia/stosowania

Dopasować blaszkę na nosie i umieścić maskę na twarzy w taki sposób, aby zakryć nos i usta. Zawiązać górne troki wokół głowy, a dolne wokół szyi. Maskę nakłada się kolorową warstwą skierowaną na zewnątrz. Przed użyciem maskę należy zawsze całkowicie rozłożyć.

Opakowanie

Jedn.	Skład	Dł.	Szer.	Wys.	EAN
kart.	1000 szt.	53.6 cm	39 cm	22.8 cm	5703538256912
opak.	50 szt.	19.7 cm	10.4 cm	10.6 cm	5703538256691
szt.	1 szt.				



Produkty z oznaczeniem MD są klasyfikowane jako wyroby medyczne.



Znak CE gwarantuje, że produkt jest bezpieczny w użyciu i jest zgodny ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. CE to skrót od Conformité Européenne (zgodność europejska), który występuje głównie na sprzęcie elektronicznym, sprzęcie bezpieczeństwa, produktach budowlanych i urządzeniach medycznych.



Oznaczenie UKCA stanowi gwarancję, że produkt jest bezpieczny w użyciu i spełnia wszystkie zasady bezpieczeństwa zgodnie ze standardami dotyczącymi produktów i ustawodawstwem Wielkiej Brytanii.



Produkt nie zawiera lateksu.



Maska chirurgiczna typu IIR (odporna na rozbryzg) zgodnie z normą EN 14683.



Produkt zgrzewany ultradźwiękowo.



Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

