


Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych



Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych BD™ z końcówką typu Quincke Point



- Wcięcie na nasadce igły umożliwia precyzyjne umiejscowienie mandrynu oraz kontrolę pozycji ostrza igły.
- Zdefiniowane odchylenie kątowe pomiędzy mandrynem i ostrzem igły minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanki.
- Przezroczysta nasadka igły ułatwia wizualizację cofania się płynu.
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera silikonu

Rozmiar Gauge	Długość (Inch)	Średnica zewnętrzna (mm)	Długość (mm)	Kod barwny	Nr katalogowy	Box/Karton
Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych BD™ z końcówką typu Quincke Point						
27G	3 1/2	0,4	90	szary	405259	25/200
26G	3 1/2	0,4	90	brązowy	405258	25/200
25G	4 11/16	0,5	119	niebieski	405234	10/50
25G	3 1/2	0,5	90	pomarańczowy	405257	25/200
25 G (krótkie ostrze)	1	0,5	25	niebieski	405243	25/200
23G	3 1/2	0,6	90	turkusowy	405240	25/200
22G	7	0,7	177,8	czarny	405149	10/50
22G	5	0,7	127	czarny	405148	10/50
22G	3 1/2	0,7	90	czarny	405256	25/200
22G	3	0,7	75	czarny	405255	25/200
22G	1 1/2	0,7	38	czarny	405254	25/200
20G	6	0,9	152,4	żółty	405211	10/50
20G	3 1/2	0,9	90	żółty	405253	25/200
20G	3	0,9	75	żółty	405252	25/200
20G	1 1/2	0,9	38	żółty	405251	25/200
19G	3 1/2	1,1	90	jasnobrązowy	405250	25/200
18 G (do wkluć w kręgi międzykręgowe)	6	1,2	152,4	różowy	408360	10/50
18G	3 1/2	1,2	90	różowy	405248	25/200
18G	3	1,2	75	różowy	405247	25/200
Igły BD™ do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Quincke Point - w zestawie prowadnica 22G 1 1/4"						
27G	3 1/2	0,4	90	szary	405069	25/200
Igły BD™ do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Quincke Point - w zestawie prowadnica 20G 1 1/4"						
26G	3 1/2	0,4	90	brązowy	405065	25/200
25G	3 1/2	0,5	90	pomarańczowy	405084	25/200
Prowadnice						
20G	1 1/4	do igieł 24/25/26G	32	przezroczysty	405260	25/200
22G	1 1/4	do igieł 27G	32	czarny	405261	25/200

IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO

typ Standard (ostrze typu QUINCKE)



Znieczulenie podpajęczynówkowe jest powszechnie stosowane do zabiegów operacyjnych szczególnie urologicznych i ortopedycznych. Igły podpajęczynówkowe używa się również do wykonywania diagnostycznych punkcji lędźwiowych.

Elementy zestawu:

- igła prowadząca
- standardowa igła podpajęczynówkowa (ostrze typ Quincke)

Numer katalogowy:	Rozmiar igły prowadzącej [G]	Rozmiar igły podpajęczynówkowej STANDARD [G]	Długość igły podpajęczynówkowej STANDARD [mm]	Kolor nasadki
IPPS18G50	- - -	18	50	różowy
IPPS18G90	- - -		90	
IPPS19G50	- - -	19	50	kremowy
IPPS19G75	- - -		75	
IPPS19G90	- - -		90	
IPPS20G50	- - -	20	50	żółty
IPPS20G75	- - -		75	
IPPS20G90	- - -		90	
IPPS21G50	- - -	21	50	zielony
IPPS21G90	- - -		90	
IPPS22G50	- - -	22	50	czarny
IPPS22G75	- - -		75	
IPPS22G90	- - -		90	
IPPS23G90	- - -	23	90	niebieski
IPPS24G90	20	24	90	fioletowy
IPPS25G50		25	50	pomarańczowy
IPPS25G75			75	
IPPS25G90			90	
IPPS26G50		26	50	brązowy
IPPS26G90			90	
IPPS26G130			130	
IPPS27G90	22	27	90	szary
IPPS27G130		27	130	
IPPS29G90		29	90	czerwony


Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: IPPS27G90.

Dostępność oraz parametry mogą ulec zmianie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym spółki Balton.

Spinocan®, Pencan®, Atraucan® – igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek

Spinocan®

- igła ze szlifem Quinke, przezroczysty uchwyt lock z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowo-rdzeniowego
- uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów



Pencan®

- igła typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowo-rdzeniowego
- wyraźnie odczuwalne przejście igły przez oponę twardą
- uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów

Atraucan®

- igła o atraumatycznym szlifie do znieczuleń podpajęczynówkowych, przezroczysty uchwyt lock
- dwupłaszczyznowy szlif
- uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów

Średnica	Kolor	Rozmiar		Numer katalogowy			Jedn. handl. (szt.)
		G/cale	mm	Spinocan®	Pencan®	Atraucan®	
G18	różowy	G18 x 3"	1,3 x 75	4501373-13			25
		G18 x 31'2"	1,3 x 88	4501390-01			
G19	kość słoniowa	G19 x 11'2"	1,1 x 40	4501144-13			
		G19 x 31/2"	1,1 x 88	4501195-13			
G20	żółty	G20 x 3"	0,9 x 75	4509757-13			
		G20 x 31/2"	0,9 x 88	4509900-01			
G22	czarny	G22 x 11'2"	0,7 x 40	4507401-13			
		G22 x 3"	0,7 x 75	4507754-13			
		G22 x 31/2"	0,77 x 88	4507908-01	4502035-13 (0,7 x 88)		
		G22 x 43/4"	0,7 x 120	4506090-13			
G25	pomarańczowy	G25 x 1"	0,53 x 25		4502167-13		
		G25 x 2"	0,53 x 50		4502159-13		
		G25 x 3"	0,53 x 75	4505751-01			
		G25 x 31/2"	0,53 x 88	4505905-01	4502019-01		
		G25 x 43/4"	0,53 x 120	4505913-13	4502120-13		
		G25 x 61/4"	0,53 x 156,5		333877-05		
G26	brązowy	G26 x1"	0,47 x 25			4504771	
		G26 x 2"	0,47 x 50			4504763	
		G26 x 31/2"	0,47 x 88	4502906-01			
		G26 x 43/4"	0,47 x 120	4504917-13			
G27	szary	G27 x 2"	0,42 x 50		4502175-13		
		G27 x 31/2 "	0,42 x 88	4503902-01	4502027-01		
		G27 x 43/4"	0,42 x 120	4502140-13	4502132-13		
G29	czerwony	G29 x 31/2"	0,35 x 88	4501900-13			
		G29 x 43/4"	0,35 x 120	4501918-13			
Igły podpajęczynówkowe pakowane razem z prowadnicami							
G25	pomarańczowy	G25 x 31/2"	0,53 x 88		4502043-13		
		G25 x 4"	0,53 x 103		4502116-13		
G26	brązowy	G26 x 31/2"	0,47 x 88			4504739	
G27	szary	G27 x 31/2"	0,42 x 88		4502051-13		
		G27 x 4"	0,42 x 103		4502124-13		
Prowadnice do igieł podpajęczynówkowych							
Nr kat.	Rozmiar	Opis					
4505000-13	G20 x 13'8"	Prowadnica dla Spinocan, Pencan , Atraucan i innych igieł podpajęczynówkowych 25G i 26G					
4500059-13	G22 x 13'8"	Prowadnica dla Spinocan i Pencan oraz igieł podpajęczynówkowych 27G i 29G					