

OPSITE[◇] FLEXIFIX[◇]



Transparentny opatrunek foliowy na rolce do zabezpieczania opatrunków pierwotnych oraz jako profilaktyka przeciwoleżynowa. Zastosowanie rolki zapewnia łatwe i ekonomiczne użycie. Niesterylny.

- Paroprzepuszczalny, umożliwia wymianę gazową
- Wodoodporny i antybakteryjny
- Zapobiega powstawaniu otarć
- Ekonomiczny

Należy stosować na czystej i suchej skórze.

W celu usunięcia opatrunku należy delikatnie naciągnąć folię równolegle do skóry.

Kod produktu	Rozmiar	Ilość w opakowaniu
66000040	5 cm x 10 m	1 szt.
66000041	10 cm x 10 m	1 szt.
66000375	15 cm x 10 m	1 szt.